

CHOISIR SON PHENIX

		NANO URO	NANO PHYSIO URO	MICRO STANDARD	MICRO FULL	NEO	LIBERTY
Accessoires	POD Stim Bio 2 voies	1 de série	1 de série	1 de série	1 de série	1 de série	1 de série
	POD universel	Option (1 max)	Option (1 max)	Option (1 max)	Option (1 max)	Option (1 max)	1 de série*
	POD multipatients	Non	Option (1 max)	Non	Non	Option (1 max)	Option (4 max)
	POD Interférentiel	Non	Non	Option	Option	Option	Option
	Pelvimètre / Pelvimotion	Non	Non	Non	Non	Option	Option
	Manomètre	Option (1 voie)	Option (1 voie)	Option (1 à 2 voies)	Option (1 à 2 voies)	Option (1 à 3 voies)	Option (1 à 3 voies)
	Télécommande	Non	Non	Option	1 de série	1 de série	1 de série
	Assistant thérapeutique	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
	PC (Unité centrale)	Non	Non	Non	Non	Non	Oui carte mère et écran intégrés
	Logiciel DAL	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
	Logiciel super ludik	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
	Console sur roulettes	Non	Non	Non	Non	Non	Oui de série
	Tablette	Oui (De série)	Oui (De série)	Non	Non	Non	Non
	Ecran tactile	Oui	Oui	Non	Non	Non	Oui
	Support de tablette	Oui	Oui	Non	Non	Non	Non
	Fichier patients	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Indications	Incontinence à l'effort et mixte	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
	Hyperactivité vésicale	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
	Douleurs et hypertonie périnéales	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
	Prolapsus	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
	Troubles sexuels	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
	Constipation terminale	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
	Constipation de transit	Non	Non	Non	Oui	Oui	Oui
	Incontinence anale	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
	Renforcement musculaire	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
	Amélioration de la commande motrice	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
	Douleurs appareil locomoteur	Non	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
	Contractures et hypertonie appareil locomoteur	Non	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
	Amélioration de la circulation et de la trophicité	Non	Oui	Non	Oui	Oui	Oui
	Ionophorèse	Non	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
	Atteintes neuropériphériques	Oui	Oui	Non	Oui	Oui	Oui
Fonctions clés	Reprogrammation du reflexe verrouillage	Non	Non	Non	Oui	Oui	Oui
	Reprogrammation des coactivations musculaires	Non	Non	Non	Oui	Oui	Oui
	Modification et sauvegarde de programmes	Non	Non	Non	Oui	Oui	Oui
	Création de programmes	Non	Non	Non	Oui	Oui	Oui
	Fonctionnement en réseau avec d'autres PHENIX (même version DAL)	Non	Non	Oui	Oui	Oui	Oui
Bilans	Bilans pédiatriques	Non	Non	Non	Oui	Oui	Oui
	Atteintes neurpériphériques	Non	Non	Oui	Oui	Oui	Oui
	Bilans anorectaux	Non	Non	Oui	Oui	Oui	Oui
	Pathologies périnéo-sphinctérienne	Non	Non	Oui	Oui	Oui	Oui
	Bilans neuro (chronaxie, rhéobase, climalyse)	Non	Oui	Non	Oui	Oui	Oui
Type de structure	Kinésithérapeute qui s'installe	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
	Cabinet de kinésithérapie	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
	Sage-femme	Oui	Non	Oui	Oui	Oui	Oui
	Centre de rééducation fonctionnelle	Non	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
	Hôpital publique ou privé	Non	Non	Oui	Oui	Oui	Oui
	Kinésithérapeute spécialisé en rééducation périnéo-sphincterienne et génitale	Non	Non	Non	Oui	Oui	Oui
	Kinésithérapeute spécialisé en rééducation anorectale	Non	Non	Non	Oui	Oui	Oui

Les produits PHENIX fabriqués par la société VIVALTIS sont conformes à la réglementation en vigueur applicable aux dispositifs médicaux dans les pays où ils sont commercialisés par VIVALTIS.

\* Livré à la commande d'un périphérique afin de préserver la qualité de sa batterie



Certification

La société VIVALTIS est certifiée ISO 13485 par le GMED.